

rossmax

Model: **GB series**
GB101, GB102, GB111, GB112

EN Sphygmomanometer

CS Aneroidní tlakoměr

SK Aneroidný tlakomer

PL Sphygmomanometer

www.rossmax.com

2. Nie należy pompować mankieta do ciśnienia przekraczającego 300 mmHg.
3. Nie należy mierzyć ciśnienia przez ponad 3 minuty.
4. Przed kolejnym pomiarem ciśnienia należy odczekać co najmniej 5 minut.

Specyfikacje

Zakres pomiaru: 0-300 mmHg
 Dokładność: ±3 mmHg
 Środowisko pracy: 10°C~40°C; 15%~85% wilgotności względnej
 Środowisko przechowywania: -10°C~60°C; 10%~90% wilgotności względnej
 Wymiary: 52 (dł.) x 90 (szer.) x 33 (wys.) mm
 Ciężar: 114±5 g

* Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Model No.: GB101 / GB102 / GB111 / GB112

GB	Mankiet z D-Ring	Mankiet bez D-Ring	Stetoskop
101	•		
102	•		•
111		•	
112		•	•

Warranty Card

This instrument is covered by a 2 year guarantee from the date of purchase, cuff and accessories are not included. The guarantee is valid only on presentation of the warranty card completed or stamped by the seller/dealer confirming date of purchase or the receipt. Opening or altering the instrument invalidates the guarantee. The guarantee does not cover damage, accidents or non-compliance with the instruction manual. Please contact your local seller/dealer or buying source or www.rossmax.com.

Customer Name: _____

Address: _____

Telephone: _____

E-mail address: _____

Product Information

Date of purchase: _____

Store where purchased: _____

Wenzhou Kangju Medical Instrument Co., Ltd.
81 Liuzhai Luodong South Street, Yongzhong 325000
Wenzhou, Zhejiang, China
Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

ISO CE
13485 0123
CN-Trade_IB_GBseries-
EN13485-1_01_ver2503
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nasadenie manžety

1. Umieścić manżetę na hornú časť ramena, obtočte ju tak, aby trubka smerovala k dlani a značka na manžete bola nad hlavnou tepnou.
2. Okraj manžety by mal byť približne 1,5 až 2,5 cm nad vnútornou stranou lakťového kĺbu.
3. Použitie správnej veľkosti manžety je dôležité pre presné meranie.

Postupy merania

1. Umieštnite hlavu stetoskopu nad hlavnú tepnu, pod značku tepny na manžete. (Obr. ①)
2. Stlačte balónik a pumpujte na hodnotu 20-30 mmHg nad váš normálny krvný tlak. Ventilček musí byť počas pumpovania uzavretý. (Obr. ②)
3. Otvorte ventil, aby sa manžeta postupne vyfukovala rýchlosťou 2-3 mmHg za sekundu. (Obr. ③)
4. Zaznamenajte začiatok Korotkových oziev ako systolický tlak a zmiznutie týchto zvukov ako diastolický tlak.
5. Po dokončení merania úplne otvoríte ventil, aby ste uvoľnili zostávajúci vzduch v manžete.

Poznámka: 1. Sednite si vzpriamene na stoličku a vykonajte 5-6 hlbokých nádychov. Počas merania sa vyhnite zakloneniu.

2. Počas merania nesedte s nohami križom, chodidlá položte na podlahu.

Upozornenia

1. Jednotka obsahuje vysoko presné súčiastky. Nevystavujte preto prístroj extrémnym teplotám, vlhkosti a priamemu slnečnému žiareniu. Vyhnite sa pádu alebo silnému nárazu hlavnej jednotky a chráňte ju pred prachom.
2. Jednotka by nemala byť používaná deťmi, aby sa predišlo nebezpečným situáciám.
3. Aneroidný tlakomer nie je možné servisovať na mieste. Nemali by ste používať žiadne nástroje na otvorenie zariadenia ani sa pokúšať upraviť niečo vo vnútri zariadenia. Ak máte nejaké problémy, obráťte sa na svojho miestneho distribútora alebo na Rossmax International Ltd.
4. Ak chcete kedykoľvek zastaviť činnosť, otvoríte ventil na uvoľnenie vzduchu a vzduch v manžete sa rýchlo vypustí.
5. Číslo šarže slúži na sledovanie servisu.
6. Počas merania krvného tlaku nesmie byť krvný obeh zastavený na zbytočne dlhú dobu. Ak zariadenie nefunguje správne, odstráňte manžetu z paže.
7. Nepovoľte trvalý tlak v manžete ani časté merania. Výsledné obmedzenie prietoku krvi môže spôsobiť zranenie.
8. Používajte iba manžety dodané s tlakomerom alebo originálne náhradné manžety. Inak môžu byť zaznamenané chybné merania.

Skladovanie a údržba

1. Po meraní omotajte manžetu okolo tlakomeru a balónika a uložte ich do prepravného puzdra spolu so stetoskopom.
2. Pred skladovaním vždy úplne vyfúknite manžetu.
3. Nikdy sa nedotýkajte tkaniny manžety alebo jej častí ostrým nástrojom.
4. Presnosť tlakomeru je možné vizuálne skontrolovať: uistite sa, že je ihla v pokoji pod „0“, keď je jednotka úplne vyfúknutá. Za normálnych podmienok sa odporúča kalibrácia každé dva roky.
5. Čistite manžetu mierne navlhčenou hubkou alebo handričkou. Ak je to potrebné, môže sa prať v studenej vode s jemným mydlom. Pred práním odstráňte pumpičku. Opláchnite a nechajte uschnúť na vzduchu. Nežehliť. Čistite pumpičku a balónik mierne navlhčenou hubkou alebo handričkou. Aby sa ochránili pred praskaním alebo zmenou farby, utrite ich jemnou handričkou navlhčenou etanolom. Čistite ventil a manometer mäkkou suchou handričkou.

Bezpečnostné informácie

1. Rossmax Aneroidný tlakomer je navrhnutý výhradne na meranie krvného tlaku na hornej časti paže alebo stehna na zdravé pokožke.

2. Nepumpujte na viac ako 300 mmHg.
3. Nemerajte krvný tlak dlhšie ako 3 minúty.
4. Pred opakovanými meraniami počkajte aspoň 5 minút.

Špecifikácie

Rozsah merania: 0-300 mmHg
 Presnosť merania: ±3 mmHg
 Prevádzkové prostredie: 10°C~40°C; 15%~85% RH
 Skladovacie podmienky: -10°C60°C; 10%~90% RH
 Rozmery: 52 (D) x 90 (Š) x 33 (V) mm
 Hmotnosť: 114±5 g

* Špecifikácie sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.

Model č.: GB101 / GB102 / GB111 / GB112

GB	Manžeta s D-krúžkom	Manžeta bez D-krúžku	Stetoskop
101	•		
102	•		•
111		•	
112		•	•

PL Język Polski

Wstęp

Serdecznie dziękujemy za dokonanie zakupu sfigmomanometru aneroidowego Rossmax. Pomiary ciśnienia tętniczego przeprowadzone za pomocą sfigmomanometru aneroidowego Rossmax wykonane są z dokładnością zbliżoną do wyników uzyskiwanych w badaniu specjalistycznym przy użyciu ciśnieniomierza i metody osłuchowej z zastosowaniem stetoskopu.

Sfigmomanometr aneroidowy jest objęty gwarancją dotyczącą wad fabrycznych zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Programu Gwarancyjnego. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się Rossmax International Ltd. lub z lokalnym dystrybutorem.

Uwaga: Należy przeczytać dokumentację towarzyszącą. Przed zastosowaniem należy zapoznać się uważnie z instrukcją obsługi. Należy zachować instrukcje do wglądu.

Uwagi wstępne

Sfigmomanometr aneroidowy spełnia wszystkie wymogi obowiązujących przepisów europejskich i zostało opatrzone oznakowaniem „CE 0123”. Jakość urządzenia została poddana kontroli i spełnia wszystkie wymogi europejskiej dyrektywy 93/42/EWG. Dotyczącej urządzeń medycznych, Załącznik 1 – wymogi podstawowe oraz norm ujednoliconych.

EN ISO 81060-1:2012 Nieinwazyjne urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi – Część 1: Wymagania i metody badań Nieautomatyzowane typu pomiarowego.

Dla zapewnienia utrzymania precyzji pomiaru, w przypadku tego urządzenia zalecane jest przeprowadzanie jego ponownej kalibracji co dwa lata.

Informacje dotyczące ciśnienia tętniczego

Ważne jest, aby regularnie konsultować się ze swoim lekarzem. Lekarz udzieli pacjentowi informacji dotyczących jego normalnego ciśnienia krwi oraz wartości ciśnienia, przy której pacjent może być zagrożony.

Dla zapewnienia niezawodnego pomiaru i kontroli ciśnienia tętniczego, należy prowadzić długoterminowy rejestr wyników pomiaru. Rejestr wyników pomiaru ciśnienia (karty przeznaczone do zapisu i kontroli najważniejszych informacji: data, godzina, ciśnienie tętnicze, tętno i stan zdrowia) może zostać pobrany na stronie www.rossmax.com.

Zakładanie mankieta

1. Załóż mankieta na gołe ramię, owiń w taki sposób, aby rurka była skierowana w stronę otwartej ręki, a symbol tętnicy znajdował się nad tętnicą główną.
2. Krawędź mankieta powinna znajdować się w odległości mniej więcej 1,5 do 2,5 cm powyżej wewnętrznej strony łokcia.

3. Używanie mankieta o właściwym rozmiarze jest ważne dla zapewnienia prawidłowego pomiaru.

Procedury pomiaru

1. Umieść końcówkę stetoskopu na tętnicy głównej, poniżej oznakowania tętnicy na mankiecie. (Rys. ①)
2. Kiedy zawór jest zamknięty, naciśnij pompkę i kontynuuj pompowanie aż do chwili, kiedy ciśnienie osiągnie wartość wyższą o mniej więcej 20~30 mmHg od Twojego zwykłego ciśnienia skurczowego. (Rys. ②)
3. Otwórz zawór, aby rozpocząć stopniowe spuszczenia ciśnienia z mankieta, z prędkością wynoszącą mniej więcej 2-3 mmHg na sekundę. (Rys. ③)
4. Pierwszy dźwięk Korotkowa oznacza ciśnienie skurczowe, natomiast ostatni to ciśnienie rozkurczowe.
5. Po zakończeniu pomiaru, otwórz całkowicie zawór, aby całkowicie usunąć powietrze z mankieta.

Uwaga: 1. Usiądź prosto na krześle i weź 5-6 głębokich oddechów. Podczas wykonywania pomiaru nie należy odchyłać się do tyłu.

2. Podczas pomiaru nie należy krzyżować nóg, a stopy utrzymywać płasko na podłodze.

Ostrzeżenia


1. Urządzenie jest wyposażone w podzespoły o wysokiej precyzji. Należy więc unikać ekstremalnych temperatur, wilgotności oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych. Uważać, aby nie upuścić urządzenia i nie narażać go na nagłe uderzenia, chronić przed kurzem.
2. Dla uniknięcia jakichkolwiek zagrożeń, urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci.
3. Sfigmomanometr aneroidowy nie może być naprawiany przez użytkownika. Nie wolno w żadnym wypadku usiłować otwierać urządzenia za pomocą jakichkolwiek narzędzi. Żadne elementy wewnętrzne nie mogą być naprawiane przez użytkownika. W razie jakichkolwiek problemów, należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia lub firmą Rossmax International Ltd.
4. Aby w dowolnej chwili wyłączyć urządzenie, należy otworzyć zawór – powietrze zostanie szybko usunięte z mankieta.
5. Numer partii służy do śledzenia usług.
6. Nie wolno zakłócać cyrkulacji krwi przez zbyt długi pomiar ciśnienia. W przypadku błędnego działania urządzenia należy zdjąć mankieta z ramienia.
7. Unikaj utrzymywania ciśnienia w mankiecie oraz częstych pomiarów. Spowodowane tym zaburzenie przepływu krwi może spowodować uszczerbek na zdrowie.
8. Używać jedynie dostarczonej lub oryginalnej opaski nadgarstkowej. W innym przypadku uzyskuje się błędne dane pomiarowe.

Przechowywanie i konserwacja

1. Po zakończeniu pomiaru, należy owinąć mankieta dookoła sfigmomanometru i pompki, a następnie przechowywać urządzenie w futerale do przenoszenia razem ze stetoskopem.
2. Przed rozpoczęciem przechowywania urządzenia należy dokładnie opróżnić powietrze z mankieta.
3. Nie należy nigdy dotykać materiału mankieta lub części urządzenia żadnymi ostrymi narzędziami.
4. Dokładność sfigmomanometru może zostać sprawdzona wzrokowo: należy upewnić się, że igła pozostaje w obszarze wskazanym pod cyfrą „0”, kiedy powietrze zostało całkowicie opróżnione z urządzenia. W normalnych warunkach zalecane jest, aby kalibracja była wykonywana co dwa lata.
5. Obudowa sfigmomanometru i mankieta powinny być delikatnie czyszczone lekko nawilżoną, miękką ściereczką. Nie dociskać zbyt mocno. Nie prać mankieta i nie czyścić go żadnymi produktami chemicznymi. Do czyszczenia urządzenia nie wolno w żadnym wypadku używać rozcieńczalników, alkoholu lub benzyny.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Sfigmomanometr aneroidowy Rossmax jest przeznaczony tylko i wyłącznie do pomiaru ciśnienia tętniczego na ramieniu lub na udzie, na zdrowej skórze.



EN English

Introduction

Thank you for choosing Rossmax Aneroid Sphygmomanometer. Blood pressure measurements determined with Aneroid Sphygmomanometer are equivalent to those obtained by a trained observer using cuff/stethoscope auscultation method.

Aneroid Sphygmomanometer is protected against manufacturing defects by an established International Warranty Program. For warranty information, you can contact Rossmax International Ltd. or your local distributors.

Attention: Consult the accompanying documents. Please read this manual carefully before use. Please be sure to keep this manual.

Preliminary Remarks

Aneroid Sphygmomanometer complies with European Regulation underlying the Medical Device Directive and bears the CE mark "CE0123". The quality of device has been verified and conforms to the provisions of the EC council directive 93/42/EEC (Medical Device Directive) Annex I essential requirements and applied harmonized standards.

EN ISO 81060-1: 2012 Non-invasive sphygmomanometers - Part 1: Requirements and test methods for non-automated measurement type.

To ensure accurate measurements, this monitor is recommended to be recalibrated every two years.

About Blood Pressure

It is important that you consult with your physician regularly. Your physician will tell you your normal blood pressure range as well as the point at which you will be considered at risk.

For reliable monitoring and reference of blood pressure, keeping long term records is recommended. Please download the blood pressure log (chart for recording and tracking crucial info: date, time, blood pressure, pulse rate and body condition) at www.rossmax.com.

Applying the Cuff

- Place the cuff over the bare upper arm, wrap it with the tube pointing your palm, and the artery mark over your main artery.
- The edge of the cuff should be at approximately 1.5 to 2.5 cm above the inner side of the elbow joint.
- Using the correct cuff size is important for an accurate reading.

Measurement Procedures

- Place the stethoscope head over the main artery, underneath the artery mark of the cuff. (Fig. ①)
- With the valve closed, press the bulb and continue pumping to a value 20-30 mmHg above your normal blood pressure. (Fig. ②)
- Open the valve to deflate the cuff gradually at a rate of 2-3 mmHg per second. (Fig. ③)
- Record the onset of Korotkoff sound as the systolic pressure, and the disappearance of these sounds as diastolic pressure.
- After measurement is completed, fully open the valve to release any remaining air in the cuff.

Note: 1. Sit upright in a chair, and take 5-6 deep breaths. Avoid leaning back while the measurement is being taken.

2. Do not cross the legs while sitting and keep the feet flat on the floor during measurement.

Cautionary Notes

- The unit contains high-precision assemblies. Therefore, avoid extreme temperatures, humidity, and direct sunlight. Avoid dropping or strongly shocking the main unit, and protect it from dust.
- The unit should not be operated by children to avoid hazardous situations.
- Aneroid Sphygmomanometer is not field serviceable. You should not use any tool to open the device nor should you attempt to adjust anything inside the device. If you have any problems, please contact your

local distributor or Rossmax International Ltd.

- To stop operation at any time, open the air release valve, and the air in the cuff will be rapidly exhausted.
- The Lot number is for service tracking.
- During the blood pressure measurement, blood circulation must not be stopped for an unnecessarily long time. If the device malfunctions, remove the cuff from the arm.
- Do not allow sustained pressure in the cuff or frequent measurements. The resulting restriction of the blood flow may cause injury.
- Only ever use the cuffs provided with the monitor or original replacement cuffs. Otherwise erroneous results will be recorded.

Storage and Maintenance

- After measurement, wrap cuff around sphygmomanometer and bulb and store in the carrying case together with the stethoscope.
- Always deflate cuff completely before storage.
- Never touch the cuff fabric or parts with a sharp instrument.
- Sphygmomanometer accuracy can be checked visually: simply be certain the needle rests under "0" when the unit is fully deflated. Under normal condition, it is recommended that calibration be completed every two years.
- Clean the cuff with a slightly damp sponge or cloth. If necessary, it may be washed in cool water with mild soap. Remove bladder prior to washing. Rinse and air dry. Do not iron. Clean the bladder and bulb with a slightly damp sponge or cloth. To protect from cracking or discoloring, wipe with a soft cloth moistened with ethanol. Clean valve and gauge with a soft dry cloth.

Safety Information

- Rossmax Aneroid Sphygmomanometer is exclusively designed for blood pressure measurement at the upper arm or thigh on healthy skin.
- Do not inflate to more than 300 mmHg.
- Do not take your blood pressure for more than 3 minutes.
- Wait for at least 5 minutes before repeated measurements.

Specifications

Measurement Range:	0-300 mmHg
Accuracy:	±3 mmHg
Operation environment:	10°C~40°C; 15%~85% RH
Storage environment:	-10°C~60°C; 10%~90% RH
Dimensions:	52(L)x90(W)x33(H)mm
Weight:	114±5g

* Specifications are subject to change without notice.

Model No.: GB101 / GB102 / GB111 / GB112

GB	Cuff with D-ring	Cuff without D-ring	Stethoscope
101	•		
102	•		•
111		•	
112		•	•

CS Čeština

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali aneroidní tlakoměr Rossmax. Měření krevního tlaku je ekvivalentní měření provedenému vyškoleným pozorovatelem pomocí manžety/stetoskopu.

Aneroidní tlakoměr je chráněn proti výrobním vadám mezinárodním záručním programem. Informace o záruce získáte Rossmax International Ltd. nebo od místních distributorů.

Attention: Před použitím si prosím důkladně přečtěte tuto příručku a pečlivě ji uchovejte.

Předběžné poznámky

Aneroidní sphygmomanometr je v souladu s evropským nařízením vyplývajícím z směrnice o zdravotnických prostředcích a nese značku CE „CE0123“. Kvalita zařízení byla ověřena a odpovídá ustanovením směrnice EC rady 93/42/EEC (směrnice o zdravotnických prostředcích) Přílohy I základní požadavky a aplikovaným harmonizovaným standardům.

EN ISO 81060-1: 2012 Neinvazivní tonometry - Část 1: Požadavky a metody zkoušení typu s neautomatizovaným měřením.

Pro zajištění přesných měření se doporučuje přístroj kalibrovat každé dva roky.

O krevním tlaku

Je důležitá pravidelná konzultace s lékařem. Váš lékař vám sdělí váš normální rozsah krevního tlaku a také výši tlaku, při které budete považováni za rizikovou skupinu. Pro spolehlivé sledování a referenci krevního tlaku se doporučuje vést dlouhodobé záznamy. Prosím, stáhněte si záznamový list krevního tlaku (tabulka pro zaznamenávání a sledování důležitých informací: datum, čas, krevní tlak, srdeční frekvence a stav těla) na www.rossmax.com.

Nasazení manžety

- Umístěte manžetu na horní část paže, a omotejte ji tak, aby hadička směřovala k vaší dlaní a značka tepny byla nad vaší hlavní tepnou. Nedávejte manžetu přes oblečení.
- Okraj manžety by měl být přibližně 1,5 až 2,5 cm nad vnitřní stranou loketního kloubu.
- Použití správné velikosti manžety je důležité pro přesné měření.

Postup měření

- Umístěte hlavu stetoskopu nad hlavní tepnu, pod značku tepny na manžetě. (Obr. ①)
- Stiskněte balónek a pumpujte na hodnotu 20-30 mmHg nad váš normální krevní tlak. Ventil musí být během pumpování uzavřený. (Obr. ②)
- Otevřete ventil, aby se manžeta postupně vyfukovala rychlostí 2-3 mmHg za sekundu. (Obr. ③)
- Zaznamenejte začátek Korotkových ozev jako systolický tlak a vymizení těchto zvuků jako diastolický tlak.
- Po dokončení měření úplně otevřete ventil, abyste uvolnili zbývající vzduch v manžetě.

Poznámka:

- Sedněte si vzpřímeně na židli a udělejte 5-6 hlubokých nádechů. Vyhněte se zaklánění během měření.
- Během měření neseděte s nohama křížem, chodidla položte na podlahu.

Upozornění

- Jednotka obsahuje vysoce přesné součástky. Nevystavujte proto přístroj extrémním teplotám, vlhkosti a přímému slunečnímu záření. Vyhněte se pádu nebo silnému otřesu hlavní jednotky a chraňte ji před prachem.
- Jednotka by neměla být používána dětmi, aby se předešlo nebezpečným situacím.
- Aneroidní tlakoměr není možné servisovat na místě. Neměli byste používat žádné nástroje k otevření zařízení ani se pokoušet upravit cokoli uvnitř zařízení. Pokud máte nějaké problémy, obraťte se na svého místního distributora nebo na Rossmax International Ltd.
- Chcete-li kdykoli zastavit činnost, otevřete ventil pro uvolnění vzduchu a vzduch v manžetě bude rychle vypuštěn.
- Číslo šarže slouží ke sledování servisu.
- Během měření krevního tlaku nesmí být krevní oběh zastaven na zbytečně dlouhou dobu. Pokud zařízení nefunguje správně, sundejte manžetu z paže.
- Nepovolte trvalý tlak v manžetě ani časté měření. Výsledné omezení průtoku krve může způsobit zranění.
- Používejte pouze manžety dodané s monitorem nebo originální náhradní manžety. Jinak mohou být zaznamenány chybná měření.

Skladování a údržba

- Po měření omotejte manžetu kolem tlakoměru a balonku a uložte je do přepravního pouzdra společně se stetoskopem.
- Před uložením vždy úplně vyfoukněte manžetu.
- Nikdy se nedotýkejte tkaniny manžety nebo jejích částí ostrým nástrojem.
- Přesnost tonometru lze vizuálně zkontrolovat: ujistěte se, že je jehla v klidu pod „0“, když je jednotka zcela vyfouknuta. Za normálních podmínek se doporučuje kalibraci provádět každé dva roky.
- Čistěte manžetu mírně vlhkou houbičkou nebo hadříkem. V případě potřeby ji můžete umýt ve studené vodě s jemným mýdlem. Před práním odstraňte pumpičku. Opláchněte a nechte uschnout na vzduchu. Nežehlit. Pumpičku a balónek čistěte mírně vlhkou houbičkou nebo hadříkem. Aby se předešlo praskání nebo zbarvení, otřete měkkým hadříkem navlhčeným ethanolem. Ventil a manometr čistěte měkkým suchým hadříkem.

Bezpečnostní informace

- Rossmax Aneroidní tlakoměr je výhradně navržen pro měření krevního tlaku na horní části paže nebo stehně na zdravé kůži.
- Nepumpujte na více než 300 mmHg.
- Nemějte krevní tlak déle než 3 minuty.
- Před opakovanými měřeními počkejte alespoň 5 minut.

Specifikace

Rozsah měření:	0-300 mmHg
Přesnost měření:	±3 mmHg
Provozní prostředí:	10°C~40°C; 15%~85% RH
Skladovací podmínky:	-10°C~60°C; 10%~90% RH
Rozměry:	52 (D) x 90 (Š) x 33 (V) mm
Hmotnost:	114±5 g

* Specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Model č.: GB101 / GB102 / GB111 / GB112

GB	Manžeta s D-kroužkem	Manžeta bez D-kroužku	Stetoskop
101	•		
102	•		•
111		•	
112		•	•

SK Slovenský

Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali aneroidný tlakomer Rossmax. Merania krvného tlaku sú ekvivalentom merania, ktoré získava vyškolený personál metódou auskultácie s manžetou/stetoskopom.

Aneroidný tlakomer je chránený proti výrobným vadám medzinárodným záručným programom. Informácie o záruke získate Rossmax International Ltd. alebo od miestnych distribútorov.

Attention: Pred použitím si prosím dôkladne prečítajte túto príručku a starostlivo ju uchovajte.

Predbežné poznámky

Aneroidný sphygmomanometer spĺňa európske nariadenie vyplývajúce z smernice o zdravotníckych zariadeniach a nesie značku CE „CE0123“. Kvalita zariadenia bola overená a zodpovedá ustanoveniam smernice EC rady 93/42/EEC (smernica o zdravotníckych zariadeniach) Príloha I základné požiadavky a uplatneným harmonizovaným normám.

EN ISO 81060-1: 2012 Neinvazívne tonometre - Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy pre neautomatizované meranie.

Na zabezpečenie presných meraní sa odporúča kalibrovat' prístroj každé dva roky.

O krvnom tlaku

Je dôležitá pravidelná konzultácia s lekárom. Váš lekár vám oznámi vaše normálne rozmedzie krvného tlaku a tiež bod, pri ktorom budete považovaní za rizikovú skupinu.

Pre spoľahlivé monitorovanie a referenciu krvného tlaku sa odporúča viesť dlhodobé záznamy. Prosím, stiahnite si záznamový list krvného tlaku (tabuľka na zaznamenávanie a sledovanie dôležitých informácií: dátum, čas, krvný tlak, pulzová frekvencia a stav tela) na www.rossmax.com.